

# Gymna ShockMaster

---

Molto più che un'onda d'urto



**gymna**<sup>®</sup>

[gymna.com](http://gymna.com)

# Gymna ShockMaster


**Massimi risultati nel minor tempo possibile**

## Terapia con onde d'urto radiali

La terapia a onde d'urto radiali è un metodo di trattamento ideale per tutte le patologie muscoloscheletriche croniche e complesse.

### Principio di funzionamento

Un proiettile a movimentazione rapida trasferisce la propria energia sull'applicatore. Ciò genera delle onde d'urto che si diffondono e vengono assorbite dalla zona del corpo interessata.



### Results

- Riduzione del dolore
- Rigenerazione del tessuto lesso
- Interruzione di calcificazioni e fibrosi

### Valore aggiunto per il vostro studio

- Bastano dalle 6 alle 8 sedute di trattamento
- Alternativa realistica all'intervento chirurgico



# Gymna ShockMaster

## Indicazioni di principio

### ShockMaster efficiente nel trattamento di:



**Tendinopatie ed entesopatie croniche:** epicondilite, fasciosi plantare, tendinopatia della cuffia dei rotatori (con calcificazione)



**Indicazioni per lo sport:** tendinopatia prossimale del bicipite femorale, tendinopatia adduttori, tendinopatia peroneale. Sindrome da stress tibiale mediale, peritendite rotulea ('jumper's knee'), sindrome di Osgood-Schlatter



**Sindrome miofasciale dolorosa:** dolore lombare, dolore al collo, 'triggerpoints', cefalea di tipo tensivo



**Disturbi dei muscoli:** dolore muscolare, ipertonia, spasmi, crampi, indurimento muscolare, fibrosi

**E inoltre:** Contrattura di Dupuytren, fibromatosi plantare, punti di agopuntura, metatarsalgia

# Gymna ShockMaster 500

## Trattare nelle migliori condizioni possibili

Il supporto ideale per la vostra pratica con un'interfaccia all'avanguardia

### Facilità di utilizzo

- Due canali in uscita che consentono un semplice e rapido passaggio tra le impugnature
- Compressore a olio silenzioso, facilmente accessibile e che non produce vibrazioni
- Cassetto a chiusura morbida con ammortizzatori
- Rapido aggiornamento software mediante porta USB



Facilità di spostamento grazie alle grandi ruote



Pratico sistema portacavi nell'impugnatura



Accessori ben organizzati grazie al pratico vassoio di stoccaggio

### Sempre aggiornato


La terapia a onde d'urto evolve continuamente. Grazie agli aggiornamenti software si è sempre al passo con i nuovi sviluppi:

- I parametri di trattamento vengono adattati in funzione delle ultime informazioni
- Vengono aggiunte nuove indicazioni nonché protocolli di trattamento pertinenti


### Le funzioni aggiuntive sono:

- Foto reali di trattamento a supporto
- Libreria anatomica
- Informazioni mediche su indicazioni trattate con onde d'urto

E il tutto presentato in modo estremamente intuitivo ed efficace



Elenco aggiornato delle indicazioni, frutto dell'esperienza terapeutica e di studi basati sulle prove



Database dei pazienti con dati sull'evoluzione del trattamento in base alla VAS



Indicazione visiva della zona da trattare con relativo livello di dolore durante il trattamento dei punti di trigger

# Gymna ShockMaster 300

**Terapie a onde d'urto, sempre, disponibili ovunque**

*Struttura compatta per una maggiore mobilità*



## Indicazioni con protocolli di trattamento

- Plug & Play
- Pulsanti di grandi dimensioni
- Barra luminosa: durata di trattamento

## Possibilità di impugnare il dispositivo mentre è all'interno della custodia di trasporto

- Piccolo e leggero
- Silenzioso compressore d'aria incorporato, di facile manutenzione
- Pazienti a casa, incontri sportivi, società sportive, studio privato, Ospedale



*Struttura compatta per una maggiore mobilità*



# Gymna ShockMaster

## Trattamento a onde d'urto adattabile al paziente e alla sua patologia

1

**Trattamento dell'area interessata con il giusto applicatore**



2

**D-ACTOR :**


- Rilassamento della tensione muscolare
- Miglioramento della circolazione sanguigna
- Trattamento di punti di trigger










3

**V-ACTOR**

- Stimolazione dell'attività metabolica ed eliminazione delle tossine
- Rilassamento muscolare
- Miglioramento della microcircolazione



Applicatore da 15 mm		Tendinopatie e calcificazioni profonde fino a 40 mm
Applicatore Focus lens da 15 mm		Aree superficiali, muscoli facciali, collo e testa dolenti
Applicatore Acupuncture da 6 mm		Acupressione
Applicatore Deep Impact da 15 mm		Tendinopatie e calcificazioni profonde fino a 60 mm
D-ACTOR I da 20 mm		Terapia del dolore miofasciale, fibrosi, tessuto muscolare e connettivo, trattamento di muscoli profondi (muscolo piriforme, gluteo minore).
D-ACTOR II da 35 mm		Terapia del dolore miofasciale, fibrosi, tessuto muscolare e connettivo, muscoli della schiena, elasticità cutanea, trattamento di muscoli profondi (muscolo piriforme, gluteo minore).
V-ACTOR		Terapia miofasciale, indolenzimento muscolare a comparsa ritardata, trattamento muscolare prima e dopo uno sforzo fisico.



Manutenzione semplice e veloce

# Gymna ShockMaster

## Il miglior supporto e alleato per la vostra pratica

Gymna ShockMaster è sinonimo di supporto, esperienza e semplicità di utilizzo.  
I vantaggi per il terapeuta comprendono:



### Conoscenze e competenza



### Ampia applicabilità




### Redditività del tempo

- Il dispositivo che offre il software più attuale sui trattamenti, sviluppato sulla base di studi clinici basati sulle evidenze e sulle competenze di esperti.

- Nuovi trattamenti vengono continuamente aggiunti
- Novità nel 2014: indicazioni per patologie su sportivi
- Risultati più veloci grazie alle maggiori possibilità di trattamento.

- Più pazienti possono essere trattati con la terapia ad onde d'urto
- I pazienti potranno ritrovare la regolare attività più velocemente
- Un incentivo per l'ulteriore ampliamento della Vostra clinica

Un investimento che garantisce il massimo ritorno



**NUOVO**

# Gymna Physio Care

Lozioni per massaggio di altissima qualità per professionisti



Crioterapia



Diatermia



Terapia con onde d'urto



Physio Care



Lettini per trattamenti



Elettroterapia



Active Motion



Il vostro rivenditore

[gymna.com](http://gymna.com)

**gymna**<sup>®</sup>

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel: +32 (0)89 510 510 | Fax: +32 (0)89 510 511